

Epicyn™

Indicações de utilização: Epicyn™ é indicado como adjuvante no processo de cicatrização de feridas para feridas que apenas podem cicatrizar por segunda intenção na fase de maturação. Epicyn™ é eficaz para o controlo e redução de cicatrizes hipertróficas e queloides, novas ou preexistentes. Epicyn™ auxilia no humedecimento ao mesmo tempo que forma uma barreira protetora contra a invasão física, química e microbiana da cicatriz.

Manuseamento: Epicyn™ é biocompatível para a sua utilização indicada, não irritante para a pele humana e não se trata de um agente de sensibilização cutânea. Não são necessárias precauções de manuseamento especiais.

Armazenamento: Epicyn™ deve ser armazenado no respetivo recipiente selado original. Armazenar à temperatura ambiente e não permitir que o produto congele. O produto é não inflamável. Após a utilização, o produto deve ser novamente fechado antes de armazenado.

Estabilidade: Até ser aberto, a estabilidade do Epicyn™ é assegurada até à data de validade (consultar o frasco para saber o ano e mês do final da validade "AAAAMM"). Depois de abrir o produto, anotar a data no frasco na secção "Date opened" (Data de abertura). A estabilidade do hidrogel não utilizado é garantida até 60 dias após a abertura.

Instruções de utilização: Epicyn™ está pronto a ser utilizado sem que seja necessário misturar ou diluir. Antes de limpar a área ou usar o produto, fazer uma lavagem apropriada das mãos.

Tratamento: Lavar a área afetada conforme recomendado pelo seu profissional de saúde. Secar. Cobrir a área afetada com uma fina camada de Epicyn™ e massajar com suavidade até estar distribuído uniformemente. Epicyn™ pode ser idealmente combinado com qualquer tratamento preferido. Aplicar três vezes por dia.

Advertências e aspetos a salientar:

- Se o selo estiver adulterado ou rompido, não utilizar.
- Apenas para uso externo; não se destina a ser injetado.
- Evitar o contacto direto com os olhos, membrana mucosas, queimaduras de terceiro grau e feridas abertas.
- Não utilizar se existir sensibilidade ao polidimetilsiloxano.
- Não utilizar Epicyn™ em combinação com outros produtos tópicos sem aconselhamento de um profissional de saúde.
- Em caso de feridas profundas ou graves, ou se existirem quaisquer outros motivos de preocupação relacionados com o tratamento, consultar um profissional de saúde.
- Se forem detetados sinais de infeção, consultar um profissional de saúde.
- Reportar quaisquer reações adversas a um profissional de saúde.
- Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Eliminação: Não são necessárias considerações de eliminação especiais. Seguir os regulamentos locais quanto a produtos farmacêuticos não utilizados e fora do prazo de validade.

Ingredientes: Água Eletrolisada, Polidimetilsiloxano, Fluorsilicato de Sódio e Magnésio, fosfato de Sódio, Substâncias auxiliares: Hipoclorito de Sódio e Ácido Hipocloroso.

Por favor agitar bem antes de usar.