

Microdacyn60® Wound Care

Indicações de utilização: O Microdacyn60® Wound Care é uma solução eletrolisada destinada a ser utilizada no desbridamento e hidratação de feridas, úlceras, cortes, abrasões e queimaduras graves, incluindo as localizadas em qualquer cavidade do corpo humano, como as cavidades orais, nasais ou dos ouvidos. O hipoclorito de sódio e o ácido hipocloroso são substâncias auxiliares que podem ter um efeito antimicrobiano local. Através da redução da carga microbiana e ajudando a criar um ambiente húmido, o Microdacyn60® Wound Care permite que o corpo realize o seu próprio processo curativo. O Microdacyn60® Wound Care pode ser amplamente aplicado no tratamento de uma ferida abrangente.

Manuseamento: O Microdacyn60® Wound Care é biocompatível nas situações em que está indicado, não irritante para a pele humana, olhos ou garganta e não se trata de um agente de sensibilidade cutânea. Não são necessárias precauções de manuseamento especiais.

Armazenamento: O Microdacyn60® Wound Care deve ser armazenado no respetivo recipiente selado original. Armazenar à temperatura ambiente e não permitir que o produto congele. O produto é não inflamável. Após a utilização, o produto deve ser novamente fechado antes de armazenado.

Estabilidade: Até ser aberto, a estabilidade e esterilidade do Microdacyn60® Wound Care são asseguradas até à data de validade (consulte o frasco para saber o ano e mês do final da validade" AAAAMM"). Quando abrir o produto, anote a data no frasco na secção "Date opened" (Data de abertura). A estabilidade e esterilidade da solução não utilizada são garantidas até 60 dias após a abertura.

Instruções de utilização: O Microdacyn60® Wound Care está pronto a ser utilizado sempre que seja necessário. Aplicar Microdacyn60® Wound Care diretamente na área afetada. Utilizar o Microdacyn60® Wound Care em cada mudança de penso da ferida.

Tratamento: Limpar e secar a área por absorção. Aplicar uma camada fina de Microdacyn60® Wound Care na área afetada e na zona imediatamente circundante. Utilizar uma ou duas vezes por dia. Cobrir com uma ligadura se necessário.

Advertências e aspetos a salientar:

- Se o selo estiver adulterado ou rompido, não utilizar
- Apenas para uso externo. Não se destina a ser injetado ou consumido.
- Não utilizar se existir hipersensibilidade aos ingredientes do produto.
- Não utilizar o Microdacyn60® Wound Care em combinação com outros produtos tópicos sem aconselhamento de um profissional de saúde.
- Em caso de feridas profundas ou graves, ou se existirem quaisquer outros motivos de preocupação relacionados com o tratamento, consulte um profissional de saúde.
- Caso se verifiquem sinais de infeção (aumento da dor, hemorragia, pus) ou se a ferida não mostrar sinais de cicatrização, consulte um profissional de saúde.
- Reportar quaisquer reações adversas a um profissional de saúde.
- Para além da utilização do Microdacyn60® Wound Care, podem ser necessários antibióticos sistémicos e/ou locais em determinados casos.
- Manter for do alcance das crianças.

Eliminação: O Microdacyn60® Wound Care não é tóxico e é seguro para o ambiente. Não são considerados cuidados de eliminação especiais.

Estabilidade do produto: A estabilidade é uma função dos conservantes inerentes ao produto.

Ingredientes: Água eletrolisada (H₂O); cloreto de sódio (NaCl); substâncias auxiliares; Hipoclorito de sódio (NaOCl); ácido hipocloroso (HOCl).

Microdacyn60® Hydrogel

Indicações de utilização: O Microdacyn60® Hydrogel é um hidrogel eletrolisado destinado a ser utilizado no desbridamento e hidratação de feridas, úlceras, cortes, abrasões e queimaduras graves, incluindo as localizadas em qualquer cavidade do corpo humano, como as cavidades orais, nasais ou dos ouvidos. O hipoclorito de sódio e o ácido hipocloroso são substâncias auxiliares que podem ter um efeito antimicrobiano local. Através da redução da carga microbiana e ajudando a criar um ambiente húmido, o Microdacyn® Hydrogel permite que o corpo realize o seu próprio processo curativo. O Microdacyn60® Hydrogel pode ser amplamente aplicado no tratamento de uma ferida abrangente.

Manuseamento: O Microdacyn60® Hydrogel é biocompatível nas situações em que está indicado, não irritante para a pele humana, olhos ou garganta e não se trata de um agente de sensibilidade cutânea. Não são necessárias precauções de manuseamento especiais.

Armazenamento: O Microdacyn60® Hydrogel deve ser armazenado no respetivo recipiente selado original. Armazenar à temperatura ambiente e não permitir que o produto congele. O produto é não inflamável. Após a utilização, o produto deve ser novamente fechado antes de armazenado.

Estabilidade: Até ser aberto, a estabilidade e esterilidade do Microdacyn60® Hydrogel são asseguradas até à data de validade (consulte o frasco para saber o ano e mês do final da validade" AAAAMM"). Quando abrir o produto, anote a data no frasco na secção "Date opened" (Data de abertura). A estabilidade e esterilidade da solução não utilizada são garantidas até 60 dias após a abertura.

Instruções de utilização: O Microdacyn60® Hydrogel está pronto a ser utilizado sempre que seja necessário. Aplicar Microdacyn60® Hydrogel diretamente na área afetada. Utilizar o Microdacyn60® Hydrogel em cada mudança de penso da ferida.

Tratamento: Limpar e secar a área por absorção. Aplicar uma camada fina de Microdacyn60® Hydrogel na área afetada e na zona imediatamente circundante. Utilizar uma ou duas vezes por dia. Cobrir com uma ligadura se necessário.

Advertências e aspetos a salientar:

- Se o selo estiver adulterado ou rompido, não utilizar
- Apenas para uso externo. Não se destina a ser injetado ou consumido.
- Não utilizar se existir hipersensibilidade aos ingredientes do produto.
- Não utilizar o Microdacyn60® Hydrogel em combinação com outros produtos tópicos sem aconselhamento de um profissional de saúde.
- Em caso de feridas profundas ou graves, ou se existirem quaisquer outros motivos de preocupação relacionados com o tratamento, consulte um profissional de saúde.
- Caso se verifiquem sinais de infeção (aumento da dor, hemorragia, pus) ou se a ferida não mostrar sinais de cicatrização, consulte um profissional de saúde.
- Reportar quaisquer reações adversas a um profissional de saúde.
- Para além da utilização do Microdacyn60® Hydrogel, podem ser necessários antibióticos sistémicos e/ou locais em determinados casos.
- Manter for do alcance das crianças.

Eliminação: O Microdacyn60® Hydrogel não é tóxico e é seguro para o ambiente. Não são considerados cuidados de eliminação especiais.

Estabilidade do produto: A estabilidade é uma função dos conservantes inerentes ao produto.

Ingredientes: Água eletrolisada (H₂O); cloreto de sódio (NaCl); fluorsilicato de sódio e magnésio; fosfato de sódio; substâncias auxiliares; Hipoclorito de sódio (NaOCl); ácido hipocloroso (HOCl).